

## **INFORMAZIONI ESAME URODINAMICO**

L'esame consiste nel posizionare un catetere vescicale + una sonda rettale e successiva registrazione di parametri fisici durante il riempimento vescicale e la fase minzionale.

DURATA ESAME: 20 – 30 minuti

### **ESAMI NECESSARI**

- Markers epatite B e C
- Urinocultura con eventuale ATB

NB. Se l'urinocultura è positiva assumere copertura antibiotica ad iniziare da due giorni prima dell'esame.

### **PREPARAZIONE**

Per i pazienti non portatori di catetere vescicale a permanenza venire a vescica piena con stimolo minzionale non impellente.

Ampolla rettale pulita (clistere evacuativo la sera prima secondo necessità)

**EFFETTUARE UN TAMPONE ANTIGENICO**